


## Basit Veri Yönetimi

# EasyDirect™ Balance Yazılımı



### Verileri otomatik olarak toplama

Ethernet, USB-C veya RS232 kullanarak 10'a kadar terazinin tartım verilerini toplayın. Manuel kayıt hatalarını en aza indirin, zamandan kazanın ve verileri güvenli bir şekilde depongulayın.



### Etkili sonuç işleme

Sonuçları kolayca gözden geçirin ve tarihe, cihaza, kullanıcıya veya numuneye göre filtreleyin. Hedef ve tolerans aralıklarını değerlendirmek, etkili trend ve üretim analizlerine yönelik istatistikler oluşturmak için sonuçları grafik hâlinde görselleştirin.



### Kolay raporlama ve dışa aktarma

Tartım sonuçlarından basit ve net raporlar oluşturun. Verileri PC'ye çeşitli biçimlerde (XML, CSV, XLSX veya PDF) aktarın veya ağ üzerindeki bir yazıcıdan yazdırın.



### Cihazlara basit genel bakış

Ayarlama, test ve servis durumuyla ilgili bilgiler sağlayan EasyDirect Balance, tüm bağlı cihazların çalışmasına ilişkin basit bir genel bakış sunar.



### Tartım Verilerini İşlemek Artık Çok Daha Kolay

Terazilerinizi EasyDirect Balance PC yazılımına bağlayın ve verilerinizi daha iyi yönetip işleyin. Yazılımın kurulumu ve ayarları kolay ve hızlıdır, kullanımı pratiktir.

Kolay veri yönetimi, tartım görevlerinizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olacaktır. EasyDirect Balance ile tartım verilerini otomatik olarak toplayıp kolayca rapor oluşturabilir, sonuçları kontrol grafikleri hâlinde görselleştirebilir, istatistikler oluşturabilir ve terazilerinizin durumu hakkında net genel bilgiler alabilirsiniz.

45 günlük ücretsiz deneme sürümünüzü şu adresten indirin:

► [www.mt.com/EasyDirectBalance](http://www.mt.com/EasyDirectBalance)

## Teknik Açıklama

<b>Desteklenen Cihazlar</b>	<b>MS-TS, ML-T<sup>1)</sup></b>	<b>MX, MR, MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE</b>
<b>Bağlanabilirlik</b>	Ethernet, RS232	RS232, USB-C
<b>Veri Toplama</b>		
<b>Terazi Bilgileri</b>		
Teraziyle ilgili temel bilgiler	•	•
Seviye, ayarlama, test ve servis durumu	•	
Terazi kullanımı	•	
<b>Tartım Verileri</b>		
Desteklenen uygulamalar	Tartım, sayım, yüzde tartım, faktör tartım	•
	Kontrol tartım, dinamik tartım, formülasyon, toplama, geri tartım, fark tartım, yoğunluk	•
Ağırlık, birim, tarih/saat, numune ve görev kimlikleri	•	•
Hedef ve tolerans aralıkları	•	
Kullanıcı adı	•	
Uygulamaya özel sonuçlar ve parametre	•	
<b>Maksimum Cihaz Sayısı</b>	10 adede kadar teraziye doğrudan ağa bağlayabilme	
<b>Rapor Biçimleri</b>	XML, CSV, XLSX, PDF	
<b>Veritabanı</b>	Microsoft SQL Server 2012, Express Edition	
<b>PC Gereksinimleri</b>	İşletim Sistemi: Windows 10 ve 11	
<b>Koruma</b>	Ayarlar ve sonuçlar için parola koruması	
<b>Diller</b>	İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Macarca, Felemenkçe, Portekizce, Türkçe, Japonca, Çince, Korece	
<b>Materyal Numaraları</b>	30539323 EasyDirect Balance (3 adede kadar cihaz için lisans) 30540473 EasyDirect Balance (10 adede kadar cihaz için lisans)	

<sup>1)</sup> Yalnızca Ethernet üzerinden tam işlevsellik



**METTLER TOLEDO Grup**  
Laboratuvarlarda Tartım  
İletişim: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

[www.mt.com/EasyDirectBalance](http://www.mt.com/EasyDirectBalance)

Daha fazla bilgi için

Teknik değişiklikler yapılabilir  
© 03/2024 METTLER TOLEDO. Tüm hakları saklıdır  
30610081B  
Group MarCom RITM1159092 MB/JK/NM